



Ficha Técnica

Pechera Sin Mangas Polietileno 115X74mm

Descripción del Producto

Pechera plástica desechable sin mangas.

Cubre por completo el tórax y cintura llegando hasta las rodillas, con espalda descubierta, superficie lisa y resistente.

Fabricado en polietileno.

No estéril.

Libre de látex.

Medidas: 115CM de largo y 74CM de ancho ajustable.

Empaque: bolsa plástica con 100 unidades de pecheras desechables sin mangas.

Presentación de embalaje: caja con 10 bolsas de 100 unidades.

Elemento de protección personal, actúa como barrera anti derrames y salpicaduras. Para ser usada en ambientes de salud, lavado o limpieza de instrumentos, administración de tratamiento, preparación de material e insumos para salas de cura, manipulación de alimentos y casino, protección en laboratorios e industrial.

