



Ficha Técnica

Pinza Acero Quirúrgica

Descripción del Producto

La Pinza Quirúrgica con Dientes de 14 cm es un instrumento quirúrgico diseñado para sujetar y manipular tejidos de manera precisa durante procedimientos médicos. Gracias a sus características únicas, ofrece un agarre seguro para mantener los tejidos estables y controlados durante intervenciones quirúrgicas.

Puntas con Dientes: Las puntas de la pinza cuentan con dientes que permiten un agarre firme y seguro de los tejidos, asegurando la estabilidad durante los procedimientos quirúrgicos.

Material de Alta Calidad: Fabricada con acero inoxidable, la pinza es resistente a la corrosión y fácil de esterilizar, asegurando su longevidad y seguridad para el paciente.

Dimensiones:

Pinza Acero Quirúrgica 14 cm

Pinza Acero Quirúrgica 16 cm

Pinza Acero Quirúrgica 18 cm

