



Ficha Técnica

73. Tijera Acero Aguda Aguda Curva

Descripción del Producto

Las tijeras quirúrgicas aguda-aguda, curva tienen dos hojas afiladas en forma de punta de aguja, con un ángulo curvo en el extremo, diseñadas para realizar cortes precisos en tejidos blandos como la piel y el músculo en áreas de difícil acceso. Diseño ergonómico garantiza un agarre cómodo y seguro.

Dimensiones:

Tijera Acero Aguda Aguda Curva 14 cm

Tijera Acero Aguda Aguda Curva 14 cm

