



Ficha Técnica

Tijeras Acero Mayo

Descripción del Producto

Existen 2 tipos de Tijeras Mayo

Las tijeras Mayo de hoja Curva utilizada para seccionar, cortar y separar los tejidos. Debido al tipo de puntas que posee, se pueden alcanzar áreas que resultarían imposibles de llegar con cualquier otro tipo de tijera, por lo que son muy usadas al momento de llevar a cabo curaciones.

Las tijeras Mayo de hoja Recta están diseñadas para cortar tejidos corporales cerca de la superficie de una herida. También pueden ser utilizadas para cortar suturas.

