



## Ficha Técnica

---

### **Tijera Acero Aguda Aguda Recta**

#### Descripción del Producto

Se utiliza en cirugías para cortar y sostener tejidos. Es útil en procedimientos que requieren una precisión extrema, como en cirugías plásticas, oculares y neurológicas. Además, corte de vendas, corte de material de sutura.

Las tijeras aguda-aguda rectas tienen dos hojas afiladas en forma de punta de aguja, rectas y paralelas entre sí, diseñadas para realizar cortes precisos en tejidos blandos como la piel y el músculo.

#### Dimensiones:

Tijera Acero Aguda Aguda Recta 14 cm

Tijera Acero Aguda Aguda Recta 16 cm

