



Ficha Técnica

Tijera Acero Roma Aguda Recta

Descripción del Producto

La tijera quirúrgica tiene una hoja aguda y otra roma para cortar y sostener tejidos durante procedimientos quirúrgicos. La hoja aguda tiene una punta fina y afilada para cortar tejidos con precisión, mientras que la hoja roma tiene una superficie plana y una punta redondeada para evitar dañar tejidos delicados.

La tijera tiene un diseño recto y ergonómico para un fácil agarre y manejo durante la cirugía.

Dimensiones:

Tijera Acero Roma Aguda Recta 14 cm

Tijera Acero Roma Aguda Recta 16 cm

